

Especificaciones del Producto

Model: A66



Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd.

V. Notas antes del uso

Autocomprobación de encendido
Apunte al objetivo que se va a probar, presione el interruptor de medición y la pantalla LCD mostrará todos los números y caracteres de la autocomprobación y aparecerá la pantalla de autocomprobación, como se muestra en la Figura 1 a continuación. Esta imagen se mostrará durante aproximadamente 1 segundo.




Figure 1

Después de que se complete la autocomprobación, se emitirá un sonido de "pitido", indicando que la autocomprobación de encendido ha sido completada, y el valor de temperatura del objetivo probado se aparecerá en la pantalla LCD.

VI. Estructura del producto

El producto se compone principalmente de un sensor de infrarrojos, una pantalla LCD,un botón, una carcasa, un asa, una batería y una placa de circuito.

- ① . Sensor infrarrojo

② . Pantalla de cristal líquido (LCD) Tecla de encendido / apagado de luz de fondo

④ . Botón Arriba (ver datos históricos)

⑤ . Botón abajo (ver datos históricos)

⑥ . Tecla de cambio de sonido

⑦ . Interruptor de medición

⑧ . Cubierta de la batería

⑨ . Mango
- ②

④

⑥

⑧

⑨

③

⑤

⑦

Tabla de Contenidos

1.Descripción.....	1
2. Manual de seguridad de uso	1
3. Características	2
4. Otras instrucciones de uso	2
5. Notas antes del uso	3
6. Estructura del producto	3
7. Descripción de la pantalla LCD	4
8. Ámbito de aplicación y contraindicaciones de los productos	4
9. Indicadores técnicos	5
10. Instrucciones de uso para el uso	6
11. Valor de referencia de la temperatura corporal.....	7
12. Asesoramiento	8
13. Cuidado y mantenimiento	8
14. Instrucciones para la eliminación de residuos	9
15. Descripción del símbolo	10
16. Lista de accesorios del producto.....	10

VII. Descripción de la pantalla LCD




Figure 2

- ① . Modo de temperatura corporal (CUERPO)

② . Lectura digital

③ . Posición de almacenamiento

④ . Temperatura °C / F

VIII. Ámbito de aplicación y Contraindicaciones de productos

1. Ámbito de aplicación de los productos.

La temperatura corporal del objeto probado se muestra midiendo la Radiación térmica en la frente.

2. Contraindicaciones de productos.

1) Defectos de nacimiento, malformación congénita, shock séptico, insuficiencia circulatoria y Otras enfermedades que pueden afectar seriamente la medición de la temperatura de la frente. 2) Sufre de trastornos mentales. 3) Sufre de enfermedades cardíacas, hepáticas y renales graves

I. Descripción

Este producto es un termómetro infrarrojo sin contacto que se especializa en medir la temperatura de la frente humana,y la temperatura medida será diferente según la diferencia de piel humana; diferentes partes medidas de la piel humana darán lugar a diferentes temperaturas como las partes expuestas de los humanos se ven muy afectados por la temperatura ambiente.

II. Manual de seguridad para uso

- Lea este manual detenidamente antes de utilizar el termómetro infrarrojo.
- La temperatura ambiente cuando se usa este producto es 16 °C ~ 35 °C
- No coloque este producto en un entorno superior a 50 °C o inferior a 0 °C
- No coloque este producto cerca de objetos cargados para evitar descargas eléctricas
- No utilice este producto en un entorno con relativa humedad superior al 85%
- Por favor, no coloque este producto demasiado cerca del campo electromagnético (radio, televisión, teléfono)
- No exponga este producto al sol ni lo coloque cerca de la estufa, y evite el contacto con agua
- No golpee ni deje caer este producto, y no use el producto si está dañado.
- El sudor en la frente, cabello, gorro o bufanda afectará la medición.exactitud
- Por favor confirme que la distancia de medición está en el rango de 5-10cm.
- Cuando el sudor de la frente u otras razones causen que la temperatura en la frente no refleje la temperatura humana normal, mida la temperatura humana desde el lóbulo posterior de la oreja
- Cuando se requiera limpieza, limpie la superficie del instrumento suavemente con alcohol.
- Si el producto tiene algún problema, póngase en contacto con el distribuidor en lugar de reparar el producto individualmente.
- Está prohibido medir la temperatura corporal cuando la temperatura ambiente cambia mucho.

IX. Indicadores Tecnicos

1. Básico

Mostrar los dígitos exactos	0.1°C (0.1°F)
Temperatura de almacenamiento	-20-55°C
Temperatura ambiente de funcionamiento	16°C ~ 35°C
Humedad Relativa	≤85%
Poder	DC 3V(2 AAA baterías)
Especificaciones	160*100*40mm
Peso	100g
Fecha de Producción	Mira el certificado del producto para mas detalles
2. Rango de medición

Rango de medición de temperatura en cuerpo humano	32.0-42.9°C
Rango de distancia de medición	5-10cm
Apagado Automático	Alrededor de 20s
3. Precisión de medición

32.0°C ~ 34.9°C	±0.3°C
35.0°C ~ 42.0°C	±0.2°C
42.1°C ~ 42.9°C	±0.3°C
4. Vida útil

La vida útil del producto es de 40,000 veces, y el producto es válido por 5 años.

5. Versión de lanzamiento del software

III. Características

- 1) Medición de la temperatura corporal sin contacto y de alta precisión;

2) Puede seleccionar °C o °F;;

Método de configuración: presione la tecla " " durante 8 segundos para cambiar al estado de inicio.

3) Se puede establecer el valor de la alarma (el valor predeterminado de este producto es 38 °C) Método de configuración: se establece el valor predeterminado;

4) Función de aviso de pitido (se puede configurar para encender o apagar el timbre) Método de configuración: presione la tecla " " una vez para encender el timbre en el estado de inicio;

5) La pantalla LCD con luz de fondo puede ser utilizada por usuarios en la oscuridad. Método de configuración: presione la tecla " " una vez para encender la luz de fondo en el estado de inicio; presione la tecla " " durante 8 segundos para convertir a prueba de objeto en el estado de inicio;

6) Selección automática de rango; la resolución es 0.1 °C (0.1 °F)

7) Los últimos 32 datos medidos se pueden memorizar y almacenar (presione las teclas arriba y abajo para verificar los últimos 32 datos almacenados y medidos)

8) Mantenimiento automático de datos y apagado automático

IV. Otras Instrucciones de Uso

El termómetro infrarrojo es un termómetro especializado en medir la frente humana, se usa ampliamente en familias, y este producto no puede reemplazar el diagnóstico de los médicos.

6. Requisitos del entorno de trabajo, almacenamiento y transporte.

1) ambiente de trabajo:Temperatura ambiente: 16 °C ~ 35 °C; Humedad relativa: ≤ 85%; Presión atmosférica: 70 kpa ~ 106 kpa Potencia: DC 3V (2 pilas AAA)

2) Almacenamiento y medio ambiente de transporte: Temperatura ambiente: -20 °C ~ + 55 °C; Humedad relativa: 10% ~ 85%;Sin gas corrosivo, habitación bien ventilada.

Los requisitos de transporte deben cumplir con las regulaciones de la orden de contrato, pero severo impacto, vibración y lluvia y salpicaduras de nieve durante Se debe evitar el transporte

X. Instrucciones para el uso

1. Instrucciones de la batería

Una flecha indicadora en la elipse está dispuesta en la parte inferior del encargarse de; empuje la tapa de la batería hacia adelante ligeramente en la dirección de la flecha con la mano aquí, e instale la batería, para que pueda ser probado y utilizado.

Notas sobre la instalación y reemplazo de la batería:

1) Después de abrir la tapa de la batería, coloque la batería en el lugar donde la batería se instala de acuerdo con lo positivo y negativo indicado. Presta atención a la dirección correcta de lo positivo y electrodos negativos

2) Espere 10 minutos para calentar después de usar o simplemente colocar la batería nueva;

3) Cuando la capacidad de la batería es insuficiente, el símbolo aparecerá en la pantalla de visualización, que solicita reemplazar la batería nueva. Abre la tapa de la batería (consulte la estructura del producto ⑧) y preste atención a la polaridad positiva y negativa al reemplazar la nueva batería. La colocación incorrecta puede dañar el producto.

4) Saque la batería cuando el producto no se use durante mucho tiempo para prolongar su vida útil y evitar que el termómetro se dañe debido a la fuga de líquido de la batería.

2. Pasos de medición de la temperatura corporal.

1) Apunte el termómetro a la mitad de la frente (arriba de las cejas) y manténgalo vertical con una distancia de aproximadamente 5-10 cm, y presione el interruptor de medición para mostrar la temperatura inmediatamente.

2) Cuando se presiona el interruptor de medición (ver estructura del producto ⑦), el valor de la temperatura actual se muestra en el actual pantalla de visualización, y los datos medidos pueden almacenarse automáticamente(presione las teclas arriba y abajo para verificar los últimos 32 datos almacenados de medición) Notas:
1) Antes de la medición, asegúrese de que no haya cabello, sudor,cosméticos o sombreros que cubren, etc.
2) El sudor de frente u otras razones causan que la temperatura de la frente no refleje la temperatura humana normal, apunte al lóbulo de la oreja posterior para medir la temperatura del cuerpo. Al mismo tiempo, asegúrese de que no haya pelo,sudor, cosméticos o gorro, etc.
3) Si el termómetro no se ha utilizado durante mucho tiempo, la temperatura ambiente se detectará cuando se vuelva a usar,y el tiempo de inicio se extenderá en 1-2 segundos.
4) La temperatura humana varía con los diferentes momentos del día y es También se ve afectado por otras afecciones externas, como la edad, el sexo y la piel

XI. Valor de referencia de la temperatura corporal

1. Rango de temperatura corporal normal en diferentes posiciones de medición El cuerpo humano es un sistema biointegrado muy complejo, y la temperatura corporal es un dato importante para las actividades normales de la vida del cuerpo humano; por lo general, medimos la temperatura de frente, cóclea, ano, cavidad oral y axila para detectar nuestra salud estado; la temperatura corporal medida en diferentes partes será diferente. Consulte la siguiente tabla para ver las diferencias específicas

Measuring part	Temperatura Normal (°C)	Fahrenheit Normal (°F)
Ano	36.6~38	97.8~100.4
Cavidad Oral	35.5~37.5	95.9~99.5
Axila	34.7~37.3	94.4~99.1
Oreja	35.8~38	96.4~100.4
Frente	36~37.2	97.4~98.4

Product model: _____ Customer name: _____

Purchasing date: _____

Address: _____

Tel: _____ Postcode: _____

Mobile phone: _____ Email: _____

Purchasing place: _____ Body number: _____

Thank you very much for using our products. In order to ensure that you enjoy timely and considerate after-sales service, please fill in this card completely and clearly. Warranty needs to rely on this warranty card, and please fill in carefully and clearly so as to enjoy after-sales service well.

One-year Free Warranty Card No.:

2. Rango de temperatura corporal normal de diferentes edades La temperatura humana varía con diferentes momentos del día y también se ve afectada por otras condiciones externas, como la edad, el sexo, el color de la piel, el grosor, etc. Consulte la siguiente tabla para conocer la temperatura normal rango de diferentes edades:

Edad	Temperatura Normal (C°)	Fahrenheit Normal (°F)
0~2 años	36.4~38.0	97.5~100.4
3~10 años	36.1~37.8	97.0~100.0
11~65 años	35.9~37.6	96.6~99.7
>65 años	35.8~37.5	96.4~99.5

Notas: La temperatura corporal de las mujeres es diferente a la de los hombres. En general, es 0.3 °C más alto que el de los hombres. Durante la ovulación, la temperatura corporal será 0.3 °C - 0.5 °C más alta que la temperatura habitual.

XII. Consejo

El cristal protector fuera del marco de la pantalla LCD es muy importante y también la parte frágil del instrumento, por lo que debe usarse con cuidado. No cargue la batería no recargable y no la arroje al fuego. No exponga el producto al sol ni toque el agua.

XIII. Cuidado y mantenimiento

1, Mantenimiento y limpieza del producto
1) La parte de la sonda es la parte más precisa del producto y debe protegerse cuidadosamente.
2) No limpie el producto con detergente corrosivo.
3) No sumerja este producto en agua u otros líquidos.
4) Coloque el producto en un lugar seco para evitar el polvo, la contaminación y la luz solar directa.
5) Limpie el termómetro infrarrojo regularmente, generalmente una vez al mes. Si es necesario, el termómetro infrarrojo se puede limpiar adecuadamente de acuerdo con la condición de suciedad real. Limpie el termómetro infrarrojo con un paño suave y seco. Si el instrumento está especialmente sucio, el cuerpo principal puede limpiarse con un paño seco manchado con agua o detergente neutro, y luego con un paño seco.
6) El producto se calibrará automáticamente sin calibración manual.

Certificate

Product name: Medical Infrared Thermometer
Product model: A66
Manufacturer:
Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd.
Inspector:

This product meets the technical requirements after inspection and is qualified.

2. Mantenimiento del producto Si encuentra los siguientes problemas durante el uso, siga las instrucciones de mantenimiento para encontrar una solución. Si el problema persiste, comuníquese con nuestro servicio al cliente.
1) La pantalla LCD no puede mostrar valores numéricos. Si la temperatura es inferior a 32 °C o superior a 42,9 °C en el estado de medición humana, la pantalla LCD mostrará "Lo" o "HI" en lugar de datos.
2) La pantalla LCD muestra la información "HI" Cuando se usa un termómetro electrónico sin contacto, la pantalla LCD muestra la información "HI", y analiza y muestra que excede el rango de medición o que la temperatura medida es superior a 42.9 °C en la temperatura humana modo de medición.
3) La pantalla LCD muestra información "Lo" Cuando se utiliza un termómetro electrónico sin contacto, la pantalla LCD muestra la información "Lo", y analiza y muestra que es inferior al rango de medición o que la temperatura medida es inferior a 32 °C en el modo de medición de la temperatura humana. Cuando aparece la información "Lo" o "Hi", las siguientes situaciones son de referencia:

Razones para mostrar información "Lo" o "HI"	Sugerencias
El valor de la temperatura se ve afectado por el cabello y el sudor.	Asegúrese de que no haya obstáculos al medir la temperatura.
La temperatura se ve afectada por el cambio del flujo de aire;	Asegure aire estable durante la medición de temperatura
La distancia de medición está demasiado lejos.	Tenga en cuenta que la distancia de medición está en el rango de 5-10 cm
Caminar adentro desde afuera con baja o alta temperatura;	Espere 20 minutos y mida la temperatura corporal después de que la persona examinada se adapte al entorno de medición.

XIV. Instrucciones para la eliminación de residuos

■ La eliminación directa de productos electrónicos y baterías en botes de basura causará daños al medio ambiente. Deséchelos de acuerdo con las leyes locales.
■ No arroje el termómetro infrarrojo en el bote de basura al final del uso; deséchelo de acuerdo con las leyes locales o póngase en contacto con el fabricante para su reciclaje.

Termómetro infrarrojo médico

Nombre del solicitante de registro / fabricante:
Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd.
Domicilio:
lado sur de la carretera de circunvalación sur, condado de Le'an, ciudad de Fuzhou, provincia de Jiangxi (edificio n. ° 1, Grupo Hogar New Era, condado de Le 'an)
Información de contacto: 0794-6577516
Nombre de la unidad de servicio postventa: Jiangxi AICARE Medical Technology Co., Ltd.
Información de contacto: 0794-6577516
Dirección: South Side of South Ring Road, Le'an County, Fuzhou City, Jiangxi Province (No .1 Edificio, New Era Home Group, Condado de Le 'an)
[Fecha de aprobación y modificación del manual]: 06 de marzo de 2020

XV. Descripción de Simbolos

Figura del símbolo	Significado	Figura del símbolo	Significado
	Nota: consulte los documentos adjuntos		Consulte las instrucciones de uso.
	Aviso de baja tensión		Parte de aplicación tipo B
	No lo descartes al azar.		

XVI. Lista de accesorios del producto

Un termómetro infrarrojo, un manual y un certificado;

Nombres y contenido de sustancias nocivas en productos

Nombre de la parte	Sustancia nocivas					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated diphenyl (PBB)	Polybrominated diphenyl ether (PBDE)
PCB board (including LCD)	X	○	○	○	○	○
Batería	X	○	○	○	○	○
Armazón	○	○	○	○	○	○
Materiales de embalaje	○	○	○	○	○	○
Este formulario se prepara de acuerdo con SJ / T 11364-2014. O: indica que el contenido de la sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos del par está por debajo del requisito límite especificado en GB / T 26572. X: indica que el contenido de la sustancia La sustancia nociva en al menos un material homogéneo de la pieza excede el requisito de límite especificado en GB / T 26572.						

Las "sustancias peligrosas" mostradas en este formulario no causarán ningún daño al ser humano y al medio ambiente bajo el uso normal del producto. Las "sustancias peligrosas" y sus partes existentes que se muestran en este formulario proporcionan información sobre la existencia de sustancias relevantes a los consumidores y profesionales del reciclaje, lo que es útil para la eliminación adecuada de los productos cuando se desechan